

検査項目受託再開のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび試薬販売中止にともない2012年3月末で受託中止とさせていただきました抗利尿ホルモン(ADH)におきまして代替試薬(海外試薬)にて受託再開させていただきます。この代替試薬は対外診断薬としての認可を受けておりませんが、現在認可を受けている試薬がないため新たな対外診断薬が認可されるまでの間、本試薬での測定にて保険収載が可能です。

今度とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬具




〈実施日〉


2012年5月28日(月)受託再開

〈変更内容〉

項目名称		検体量	保存方法	基準値	検体の取り扱い方法
抗利尿ホルモン (ADH)	新	EDTA-2Na 血漿 1.6ml	絶凍	3.6以下 (pg/ml)	指定の容器にて採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。アプロチニンの添加は避けてください。
	旧	EDTA-2Na 血漿 2.5ml	絶凍	0.3~3.5 (pg/ml)	指定の容器にて採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。



■ 旧試薬との相関(全体)



■ 旧試薬との相関(低濃度域)