

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
このたび下記検査項目の専用真空採血管につきまして  
変更させていただきたく、ご案内させていただきます。  
何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

- 変更期間

2019年3月以降、現行容器無くなり次第順次


- 変更項目

項目コード	検査項目	検査容器	変更理由	備考
3516 3517	赤血球沈降速度	欄外参照	測定機器の変更のため	容器が二重構造になっている為検体提出用ラベルは必ず外側の容器に貼ってください。

血沈旧容器



血沈新容器



\* 真空採血管モノセッドV-S\*  
(クエン酸ナトリウム0.32m l 入り)

検体量は採血管の2本の白線の間に入っていれば、測定可能です。

白線