FORMATIC

No.18

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 このたび、下記検査項目内容の一部を変更させていただき ますので、ご案内申し上げます。

敬具

記

実施日

2019年 12月6日(金) ご依頼分より

検査変更項目

● クラミジア トラコマティス I g A	●ヒトパピローマウイルスDNA	
● クラミジア トラコマティス I g G	(ローリスクグループ) 組織	
●コルチゾール	●ヒトパピローマウイルスDNA	
● ビタミン E	(ローリスクグループ) 患部ぬぐい液	
●尿中亜鉛(Zn)	●凝固因子活性検査 第Ⅱ・第V・第VI・第VII・第VII	
●尿中鉛(Pb)	第IX·第X·第XI·第XI	

変更内容につきましては、裏面参照お願いいたします。


■ 検査変更内容


項目コード		検査項目	変更内容	新	現	備考
0809	コルチゾール(血漿)		基準値	午前6時~10時 7.07~19.6µg /dL	6.24~18.0 μg/dL	試薬添付文書に準 じた変更
2960	ビタミ	シE	所要日数	7~13日	6~10日	
0074	尿中	^ュ 亜鉛(Zn)	所要日数	2~5日	2~4日	
0073	尿中	P鉛(Pb)	所要日数	事前に確認ください	3~5⊟	
0713	_	パピローマウイルスDNA -リスクグループ) 組織	所要日数	4~10⊟	3~6⊟	所要日数の変更
0710		ぱピローマウイルスDNA -リスクグループ) 患部ぬぐい液	加安山奴	4.410[]	3.30□	
3675	凝	第Ⅱ因子				
3676	固	第V因子				
3677	因	第VII因子				
3678	子	第VII因子	検体量	0.4mL	0.3mL	CAP指摘に伴う検体
3679	活	第IX因子				量の変更
3680	性	第X因子				
3681	検	第XI因子				
3682	查	第XII因子				

■ 検査変更内容

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
0354	クラミジア トラコマティス I g A	検査方法	EIA法	ELISA法	試薬販売中止に伴う
0353	クラミジア トラコマティス I g G	快直刀压	CIA/A	ELI3A/A	変更

クラミジア トラコマティス IgA







		現 法			
		_	±	+	
新	_	155	11	10	
	±	8	1	4	
法	+	19	4	15	
(n=227)					

全体一致率: 75.3%

クラミジア トラコマティス IgG





		現法			
		_	±	+	
新	_	152	3	3	
	±	6	3	0	
法	+	26	7	28	
(n=228)					

全体一致率: 80.3%