

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、試薬変更に伴い
検査内容が変更となりますので、ご案内申し上げます。
何卒ご了解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具

記

■ 実施日

2021年 4月 1日 (木) ご依頼分より

■ 変更内容

項目コード	検査項目	変更内容		新	現	備考
1995	便中ヘリコバクターピロリ抗原	検査方法		EIA	ELISA	国内シェア率の高い測定試薬の変更に伴う、検査方法、容器の変更
		容器	添加剤	ほう酸 1mL	リン酸バッファー 1.0mL	

* 総合検査案内に掲載してあります容器の写真につきましては、次回改訂時に差し替えとさせていただきます。

	新	現
採取方法	<p>1. (準備) 容器の白ラベルを途中まではがし氏名・日付等を記入し、また巻いてください。ピンクの採便棒を回して引き抜いてください。</p> <p>2. (便をとる) 採便棒先端の溝すべてが便でうまるように、便の表面をこすりとってください。</p> <p>3. (便をとったあと) 採便棒を容器にもどして根元までしっかりねじ込んでください。再び開けないでください。</p> <p>4. (保管上の注意) 添付のビニール袋に入れて提出まで冷暗所に保管してください。採便後は、すみやかに提出してください。</p> <p>(注) 出来るだけ新しい便を提出してください。</p> <p>(注) 採便容器の緑キャップは、絶対にはずしたり、ゆるめたりしないでください。</p>	<p>1. 採取ブラシの柄に巻かれたラベルを広げて所定事項を記入し、もとのとおり巻きつけてください。</p> <p>2. 採取ブラシを便に突き刺し、ブラシのあいだに便が入るようにブラシを回転させながらとってください。</p> <p>3. 採取ブラシを、アルミシールを剥がした容器に差し込む、しっかりねじ込んで軽く5~6回振ってください。</p> <p>4. 容器を添付のビニール袋に入れて冷暗所に保管し、速やかにご提出ください。</p> <p>(注) 青キャップは絶対にはずさないでください。</p>
容器		

*旧容器にてご依頼の場合、参考値となります。