

新規実施項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目を新規に実施させていただきますので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 実施日

2022年6月23日（木）ご依頼分より

■ 新規実施項目

● 遊離HCG-β（HCG-βサブユニット）

■ 検査内容

項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存方法	所要日数	実施料	検査方法	基準値	備考
1069	(血中) 遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)	0.5	S1	冷蔵	2~4	132	CLIA	裏面参照	下記参照
1070	(尿中) 遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)	0.3	U1	凍結		注①			

*判断料 144点（生化学（Ⅱ）判断料）

注① 尿検体はCLIA法では保険未収載のため、基準値なしで参考値の報告となります。

※ 検査依頼の際には、妊娠の有無、妊娠週数を必ず記入して下さい。

※ 本検査法（CLIA法）は、がん再燃の判断及びモニタリングでの臨床使用には適しておりません。

今回の新規項目受託開始に伴い、下記項目の受託を2022年6月22日（水）ご依頼分をもって中止させていただきます。

検査項目	項目コード	備考
遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)	血中 0869 尿中 0870	試薬販売中止による受託中止。

■ 検査要項

項目	変更内容	新	現
(血中) 遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)	コード	1069	0869
	検体量 (mL)	血清 0.5	血清 0.3
	検査方法	CLIA法	RIA固相法
	基準値 (ng/mL)	0.28未満	0.1以下
	備考	本検査法 (CLIA法) は、がん再燃の判断及びモニタリングでの臨床使用には適しておりません。	遊離のHCG-βサブユニットを測定しています。抗体は遊離のHCG-βを認識しています。絨毛性及び非絨毛性HCG産生主要マーカーとして有用です。
(尿中) 遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)	コード	1070	0870
	検体量 (mL)	尿 0.3	尿 0.3
	検査方法	CLIA法	RIA固相法
	基準値 (ng/mL)	注①	0.1以下
	備考	本検査法 (CLIA法) は、がん再燃の判断及びモニタリングでの臨床使用には適しておりません。	遊離のHCG-βサブユニットを測定しています。抗体は遊離のHCG-βを認識しています。絨毛性及び非絨毛性HCG産生主要マーカーとして有用です。

注① 尿検体はCLIA法では保険未収載のため基準値なし参考値での報告となります。

- * 容器、保存方法、所要日数に変更はありません。
- * 妊娠の早期確認、流産、子宮外妊娠および絨毛性疾患の診断、治療効果および寛解の判定などの指標に有用な検査です。