No.2

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 このたび、微生物薬剤感受性の検査方法およびセットに ついて一部を変更しますので、ご案内申し上げます。 何卒ご了解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象菌名

## Moraxella catarrhalis

- 変更理由 ディスク試薬について、原材料の不足等により、メーカーからの供給が不安定な為
- ディスクの在庫がなくなり次第 ■ 変更日
- 変更内容 Moraxella catarrhalis の感受性検査について、検査方法をディスク拡散法から 微量液体希釈法(MIC値とカテゴリー判定)に変更します。また検査方法の変更に 伴い、薬剤感受性セットも一部変更となります。(セット内容は下記参照)

## 【セット内容】

新 セット: 微量液体希釈法	
抗菌薬名	略号
アモキシシリン/クラブラン酸	AMPC/CVA
エリスロマイシン	EM
セフトリアキソン	CTRX
セフォタキシム	CTX
アジスロマイシン	AZM
トリメトプ゜リム/スルファメトキサソ・ール	ST
レボフロキサシン	LVFX
リファンピシン	RFP

抗菌薬名	略号
アモキシシリン/クラフ ラン酸	AMPC/CVA
エリスロマイシン	EM
クラリスロマイシン	CAM
アジスロマイシン	AZM
テトラサイクリン	TC
トリメトフ°リム/スルファメトキサソ゛ール	ST

現行セット: ディスク拡散法

<sup>\*</sup> 判定基準は、CLSI M45(第3版)に準拠