

喀痰細胞診(蓄痰法)容器変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記検査項目におきまして現行容器が3月末にて製造・販売中止となります。それにともない同一規格品への変更をさせていただきますのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〈実施日〉

2013年4月1日(月)より在庫品がなくなり次第随時変更

〈変更内容〉


▼喀痰細胞診(蓄痰法)容器変更



新:YM式喀痰固定液
(武蔵化学製)

※保管方法:室温

※有効期限:1年



現:ポストサンプラー
(松浪硝子工業製)



(株)ジャパンメディカル
山梨県中央市乙黒354-11
TEL 055(220)4155代表